

Gebrauchseinschränkungen

Code	Produkt	Farbe	Klasse		Gebrauchseinschränkung
Gläser für Myopie-Management					
Stellest Airwear Crizal Kids UV					nicht verkehrstauglich
Gläser für Arbeiten in Nah- und Zwischenentfernungen					
Varilux Digitime / Plus / f-360°					nicht verkehrstauglich
Smile For Me Office 1.0 / 1.5					nicht verkehrstauglich
Farben Transitions Signature Gen 8 Mat Code TR8			Aufgehell	Aktiviert	
SA1	Signature Iconic Colors	Grau	0	3	–
SA2	Signature Iconic Colors	Braun	0	3	–
SA3	Signature Iconic Colors	Graphitgrün	0	3	–
SA4	Signature Style Colors	Saphir	0	3	–
SA5	Signature Style Colors	Amethyst	0	3	–
SA6	Signature Style Colors	Bernstein	0	3	–
SA7	Signature Style Colors	Smaragdgrün	0	3	–
Farben Transitions XTRActive new generation Mat Code XT2			Aufgehell	Aktiviert	
30A	XTRActive	Grau	0	3	–
30B	XTRActive	Braun	0	3	–
30C	XTRActive	Graphitgrün	0	3	–
Farben Transitions XTRActive Polarized Mat Code TPO			Aufgehell	Aktiviert	
D01	Polarized	Grau	0	3	–
Farben Xperio Polarized Iconic Mat Code XPR					
411	Polarized Uni	Grau		3	nicht nachfahrtauglich
415	Polarized Uni	Braun		3	nicht nachfahrtauglich
464	Polarized Uni	Grün		3	nicht nachfahrtauglich
Farben Xperio Polarized Iconic Dark Mat Code XPD					
824	Polarized Uni	Grau		4	nicht verkehrstauglich
843	Polarized Uni	Braun		4	nicht verkehrstauglich
846	Polarized Uni	Grün		4	nicht verkehrstauglich
Farben Xperio Polarized Fashion Mat Code XPS					
401	Polarized Uni	Blau Violett		3	nicht nachfahrtauglich
403	Polarized Uni	Violett		3	nicht nachfahrtauglich
402	Polarized Uni	Blue Sky		3	nicht nachfahrtauglich
210	Polarized Uni	Blue Ink		3	nicht nachfahrtauglich
795	Polarized Uni	Herbal		3	nicht nachfahrtauglich
260	Polarized Uni	Bernstein		3	nicht nachfahrtauglich
030	Polarized Verlauf	Braun		3/2	nicht nachfahrtauglich
088	Polarized Verlauf	Grau		3/2	nicht nachfahrtauglich
459	Polarized Verlauf	Grün		3/2	nicht nachfahrtauglich
483	Polarized Verlauf	Blau Violett		3/2	nicht nachfahrtauglich
688	Polarized Verlauf	Violett		3/2	nicht nachfahrtauglich
709	Polarized Verlauf	Blue Sky		3/2	nicht nachfahrtauglich
238	Polarized Verlauf	Blue Ink		3/2	nicht nachfahrtauglich
796	Polarized Verlauf	Herbal		3/2	nicht nachfahrtauglich
484	Polarized Verlauf	Bernstein		3/2	nicht nachfahrtauglich

Gebrauchseinschränkungen

Code	ISO	Farbe + Absorption*	Klasse	Gebrauchseinschränkung
Mineral Farbaufdampfung				
221	Iso A	Braun 14 %	0	–
222	Iso AB	Braun 22 %	1	–
223	Iso B	Braun 35 %	1	nicht nachtfahrtauglich
228	Iso AB + B	Braun 45 %	1	nicht nachtfahrtauglich
225	Iso C	Braun 65 %	2	nicht nachtfahrtauglich
230	Iso B + C	Braun 77 %	2	nicht nachtfahrtauglich
226	Iso D	Braun 85 %	3	nicht nachtfahrtauglich

* Die angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf unentspiegelte mineralische Gläser, Index 1.5.

Code	Produkt		Klasse		Gebrauchseinschränkung
Farben Mineral 1.5 Isorapid Mat Code ISR			Aufgehell	Aktiviert	
339	Isorapid Braun 15 – 70 %		0	2	
Mittendicke	unter	6 mm			–
Mittendicke	ab	6 mm			nicht nachtfahrtauglich
268	Isorapid Grau 15 – 65 %		0	2	
Mittendicke	unter	5 mm			–
Mittendicke	ab	5 mm			nicht nachtfahrtauglich

Farben Mineral 1.6 Isorapid Mat Code ISR			Aufgehell	Aktiviert	
339	Isorapid Braun 15 – 70 %				
entspiegelte Gläser			0	2	–
Mittendicke	unter	6 mm			–
Mittendicke	ab	6 mm			nicht nachtfahrtauglich
unentspiegelte Gläser			0	2	–
Mittendicke	unter	4 mm			–
Mittendicke	ab	4 mm			nicht nachtfahrtauglich
268	Isorapid Grau 15 – 65 %		0	2	–
Mittendicke	unter	5 mm			–
Mittendicke	ab	5 mm			nicht nachtfahrtauglich